

<https://biotechnologies.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article272>

# Biocollecteur - Table de correction

- TICE -



Date de mise en ligne : jeudi 12 septembre 2024

---

Copyright © Biotechnologies - ST2S - Lyon - Tous droits réservés

---

Voici un exemple de « carte de contrôle » de l'aérobiocontamination.

L'usage d'un biocollecteur par impaction nécessite de se référer à une table de correction du nombre d'UFC dénombrées.

Cette feuille Excel calcule automatiquement la valeur corrigée du nombre d'UFC (Table de Feller).