


Comptage avec le logiciel Mesurim

Téléchargement du logiciel : <http://aces.ens-lyon.fr/aces/logiciels/applications/mesurim>

Réaliser un comptage de cellules en hématimètre ou de colonies en boîte de Pétri.

- Lancer le logiciel Mesurim
- Charger le fichier image
- Lancer le module de comptage, icône  ou alors *outils / comptage*
- Sélectionner le nombre de compteurs à afficher
- Sélectionner le premier compteur et cliquer sur chaque cellule ou colonie de la première série
- Sélectionner le second compteur et cliquer sur chaque cellule ou colonie de la seconde série, etc.

